

COMPEX PRO - PHYSIO**LA POLYVALENCE EN ÉLECTROTHÉRAPIE****CARACTÉRISTIQUES**

Compex Pro - PHYSIO est un stimulateur 4 canaux polyvalent développé afin de prendre en charge la totalité des indications traitées en électrothérapie : Standard (TENS/NMES), Full (Neurologie, ACL) mais aussi Muscles Dénervés, Iontophorèse, Hyperhidrose, Incontinence ou encore Prévention des œdèmes post-traumatiques.

Configuration de programmes : OPTIMUM.

PROGRAMMES

- Réhabilitation I&II,
- Anti douleur I&II,
- Vasculaire,
- Préparation physique I&II,
- Neurologie,
- Incontinence,
- Muscles dénervés,
- Courant direct (Hyperhidrose, Iontophorèse, Œdème).

TECHNOLOGIE MUSCLE INTELLIGENCE™

4 fonctions sur les 4 canaux Mi- Scan, Mi-Tens, Mi-Range, Mi-Action. 4 câbles mi-sensor inclus.

2+2

Choisir et associer deux programmes différents simultanément. Ceci permet de traiter deux zones anatomiques simultanément ou de combiner les effets des deux programmes différents (Ex. Endorphinique + TENS).

Fonction TRIGGER

Déclenchement volontaire et contrôlé de la stimulation lorsque ceci est requis dans certains protocoles (Dorsiflexion du pied de l'hémiplégique etc.)

RECHERCHE DE PENTE AUTOMATIQUE POUR DENERVATION PARTIELLE

Physio est l'unique appareil du marché proposant une recherche de pente automatique lorsqu'une dénervation partielle est traitée permettant la mise en place d'un protocole simple afin de prévenir l'atrophie et limiter la sclérose.

AUTONOMIE ET CHARGE RAPIDE

Autonomie de traitement quotidienne. Le chargeur rapide inclus dans le set permet une recharge complète en moins de 2H30.

GARANTIE

La garantie est de 3 ans à compter de la date d'achat.

**INFORMATIONS DE COMMANDE****COMPEX PRO - PHYSIO****2535110****COMPEX PRO - PHYSIO****Accessoires standards inclus :**

683010	Chargeur rapide
941213	Batterie haute énergie
601132L	Jeu de 4 câbles Fil
6111944	Adaptateur Snap-Fil
6601160	Câbles Mi-Sensor x4
690001	Housse de protection
602110	Jeu d'électrodes ultra-souples carbone
642110	Electrodes Iontophorèse
45264XX	Manuel d'utilisation et guide pratique sur CD/USB
885932	Guide de démarrage rapide et avertissements
4526645	Guide de positionnement des électrodes
602047	Flacon de gel 250 ml
980020	Styler point moteur
680054	Malette de transport
949000	Clip ceinture

Accessoires en option :

601131L	Jeu de 4 câbles Snap
6601160	Câble Mi-sensor
690001	Coque anti choc
111.970	Chargeur externe + batterie 941213

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Canaux :	4
Courant constant :	Jusqu'à une résistance max de 1300 Ohm/canal
Intensité maximale :	120 mA
Incréments :	0.25 mA
Largeur d'impulsion :	30 to 1000 ms
Fréquence :	1 to 150 Hz
MDD :	Classe IIa
Classe IP :	IP22
Applications :	Type BF Conforme aux tests de sécurité : IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-10
Batterie 941213 :	Nickel metal hydride (NiMH) 4.8 V 2000 mA/h.
Dimensions :	138 x 95 x 33 mm
Poids :	300 g batterie inclus

FORMES D'ONDES

	• Biphasé symétrique 100% compensée
	• Courant direct pulsé (œdème)
	• Biphasé compensée à longue largeur d'impulsion
	• Rectangulaire (dénervation totale)
	• Triangulaire (dénervation partielle)
	• Galvanisé/Direct

Le Compex Pro - Physio est un dispositif médical de classe IIa et a été évalué par l'organisme notifié AMTAC INTERTEK.

Lire attentivement la notice.
Fabricant : DJO France S.A.S.