

MANUMED OPTIMALE 2-PARTIES

Avec la table de traitement Manumed Optimale 2 parties vous disposez d'une table Manumed moderne de qualité optimale. Solide, fiable, simple à utiliser, et d'un design agréable.

Le moins est aussi le plus avec la table Manumed Optimale 2 parties. Avec une tête seule ou avec une tête munie d'appui-bras réglables ou avec une section dos, cette table présente une gamme complète d'options pour le thérapeute qui recherche la fonctionnalité et la simplicité pour le traitement.




- 2 (à 4) parties réglables
- Charge maximale en montée de 200 kg (en option jusqu'à 250 kg)
- La tête s'abaisse complètement vers le bas pour un meilleur accès de la région cervicale
- Poignées placées de façon ergonomique
- Longue fente nasale, autorisant un déplacement longitudinal du patient lorsqu'il est en décubitus ventral
- En option fente nasale triangulaire ou suppression de la fente nasale
- Mise sur roulettes centralisée pour un déplacement rapide et facile de la table
- Réglage de la hauteur hydraulique (absence de câbles) ou électrique (facile, commode, rapide)
- Position de traitement très détendue en décubitus ventral avec une tête munie d'appui-bras réglables (option)



ENRAF-NONIUS
 Boîte Postale 12080
 3004 GB Rotterdam
 Les Pays-bas
 T: +31-(0)10 - 203 06 00
 E: info@enraf-nonius.nl
 www.enraf-nonius.com

MANUMED OPTIMALE 2-PARTIES


Manumed Optimale 2 parties tête



Type

- 311 2 parties, têtière avec réglage de la hauteur hydraulique
- 321 2 parties, têtière avec réglage de la hauteur électrique


Manumed Optimale 2 parties tête avec appui-bras réglables



Type

- 313 2 parties, têtière avec appui-bras réglables, réglage de la hauteur hydraulique
- 323 2-parties, têtière avec appui-bras réglables, réglage de la hauteur électrique

Manumed Optimale 2 parties dos



Type

- 312 2 parties, partie dos, réglage de la hauteur hydraulique
- 322 2 parties, partie dos, réglage de la hauteur électrique

Spécifications techniques

- Dimensions des plateaux (Lxl): 202 x 67 cm (option largeur 57 / 80 cm)
- Hauteur réglable: 45-95 cm
- Temps de montée (min.-max.): environ 18 sec.
- Capacité de montée: 200 kg (moteur électrique option 250 kg)
- Charge max en statique: 600 kg
- Voltage du réseau: 120/230VAC 50/60 Hz
- Consommation du courant: 2.0 A max.

ATTENTION: COMMANDE PÉRIFÉRIQUE EST OPTIONNEL



OPTIONS⁽¹⁾ MANUMED OPTIMALE 2-PARTIES

CAPITONNAGE

Couleur	Code
Noir	012
Gris	013
Sirius bleu	004
Bleu barbeau	169
Turquoise	141
Lavande	199
Jade	155
Menthe	138
Bordeaux	019
Rouge	139
Jaune	127
Beige	135
Noir	811
Gris	812
Rouge	852
Blanc	888
Bleu	933
Beige	851

Une table Enraf-Nonius assortie à chaque cabinet. Comme pour d'autres activités, une ambiance agréable est importante lors des actes de physiothérapie. Les patients doivent se sentir à l'aise dans la pièce où ils sont traités. Comme chaque thérapeute a son propre décor, nous considérons comme important que les tables de traitement puissent s'y intégrer sans choquer. Raison pour laquelle nous proposons plusieurs couleurs de châssis et de revêtement pour nos tables. Le skaï est disponible en 2 finitions.



Nos revêtements en skaï ne contiennent aucun phtalate et sont biocompatibles et ignifugés (non feu)- une combinaison unique qui les rendent parfaitement appropriés à un usage médical!



CHÂSSIS

Couleur	code
Gris	Ral 7035
Noir	Ral 9005
Blanc	Ral 9010


(1) = Note: A commander avec la table

OPTIONS⁽¹⁾ MANUMED OPTIMALE 2-PARTIES

CAPITONNAGE

Largeur de plateau	épaisseur				Section de jambe trapézoïdal	Section de jambe rectangulaire
	Normal 4 cm	DeLuxe 6 cm	Extra dur 4 cm	Extra doux 4 cm		
57cm	s	o	o	o	x	s
67 cm	s	o	o	o	s	o
80 cm	s	o	o	o	s	x

s = standard o = en option x = non disponible



DENSITÉ DE MOUSSE:

Normal: 38 Kg/m³
 DeLuxe: 38 Kg/m³
 Extra dur: 70 Kg/m³
 Extra doux: 4 cm 38 Kg/m³ + 1,5 cm 30 Kg/m³




FENTE NASALE

Longue, avec bouchon (standard)

Triangulaire (option)
 avec bouchon en option 1550813

Sans fente nasale (option)



RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

- A. Hydraulique (311 / 312 / 313)
- B. Électrique (321 / 322 / 323) Commande au pied (standard)
- C. Électrique (321 / 322 / 323) Commande périphérique (option)




CAPACITÉ DE MONTÉE

- A. Électrique (321 / 322 / 323) - max. 200 kg (standard)
- B. Électrique (321 / 322 / 323) - max 250 kg (option)
- C. Hydraulique (311 / 312 / 313) max 200 kg



AUTRES OPTIONS DES TABLES

- A. Accoudoirs rabattables (Seulement avec les modèles de largeur de 67 cm)
- B. Interrupteur de sécurité



ACCESSOIRES MANUMED OPTIMALE 2-PARTIES


PORTE ROULEAU ET PAPIER

3450104	Porte rouleau pour la Manumed Optimale, pour rouleaux 40, 50 & 60 cm, sous plateau jambier (excl (Type 312, 322))
3450105	Porte rouleau pour la Manumed Optimale, pour rouleaux 40, 50 & 60 cm, sous la tête
3450065	Porte rouleau pour sous l'extrémité distale (Type 312, 322)
3445280	Distributeur sur pied (indépendant) pour rouleaux 40, 50 & 60 cm
3445284	Rouleaux papier, largeur 40 cm, longueur 150 m, par 5
3445278	Rouleaux papier, largeur 50 cm, longueur 150 m, par 5
3445279	Rouleaux papier, largeur 60 cm, longueur 150 m, par 5



ACCESSOIRES DE FIXATION

3xxx035	Support d'aisselles et d'épaules (ensemble de 2) (disponible en différentes couleurs)
3450036	Attache pour supports 3xxx035 (ensemble de 2)
3xxx031	Support pelvien, incliné, fixation plateau (disponible en différentes couleurs)
3496187	Rail de fixation pour supports d'épaules, d'aisselles ou pour supports gynécologiques (pour: 1550810 / 1550805 / 3xxx028)
3xxx028	Support d'épaules, ensemble de 2 (disponible en différentes couleurs)



SANGLES DE FIXATION

3445023	Sangles de fixation avec attache velcro longueur 120 cm
3445014	Sangles de fixation avec attache velcro longueur 160 cm
3445015	Sangles de fixation avec attache velcro longueur 240 cm
3445475	Sangles de fixation avec fermoir plastique longueur 250 cm
3445474	Sangles de fixation avec fermoir plastique longueur 350 cm



ACCESSOIRES MANUMED OPTIMALE 2-PARTIES

TABOURETS (DISPONIBLE EN 18 COULEURS DIFFÉRENTES)

3xxx010	Tabouret, hauteur réglable 40-53 cm
3xxx011	Tabouret, mobile, hauteur réglable 59-85 cm
3xxx012	Tabouret, mobile, avec repose pieds, hauteur réglable de 59-85 cm
3xxx013	Tabouret mobile, siège anatomique, hauteur réglable de 43-56 cm
3xxx020	Tabouret mobile, siège selle, hauteur réglable de 59-85 cm
3496561	Ensemble de 5 roulettes pour tabouret mobile, parfaitement adaptées aux surfaces fragiles



COUSSINS ET ROULEAUX

3xxx001	Coussin demi-cylindrique, spécial genou ⁽¹⁾	27x16x18 cm
3xxx002	Coussin demi-cylindrique, petit, spécial cheville ⁽¹⁾	28x9x11 cm
3xxx003	Coussin demi-cylindrique, large ⁽¹⁾	56x16x18 cm
3xxx021	Coussin demi-cylindrique ⁽¹⁾	50x18x10 cm
3xxx022	Coussin demi-cylindrique ⁽¹⁾	56x25x15 cm
3xxx023	Rouleau de massage ⁽¹⁾	50x Ø15 cm
3xxx004	Coussin de nuque, forme sablier ⁽¹⁾	30x15 cm
3xxx005	Coussin de massage ⁽¹⁾	34x27x8 cm
3xxx006	Coussin de visage, avec fente nasale ⁽¹⁾	40x20x15 cm
3xxx015	Coussin de table triangulaire ⁽¹⁾	50x30x15 cm
3xxx016	Coussin de table triangulaire ⁽¹⁾	50x40x30 cm
3xxx024	Coussin de table triangulaire ⁽¹⁾	50x40x12 cm
3xxx017	Rouleau d'exercice ⁽¹⁾	100xØ30 cm
3xxx029	Petit obturateur pour fente nasale ⁽¹⁾	13x9 cm
1550813	Obturateur pour fente nasale, forme triangulaire (uniquement en noir)	16,5 x 21 cm
3445297	Coussin triangulaire caoutchouc, Kaltenborn (uniquement en noir)	22,5 x 10,5 x 8,5
3446161	Sac de sable pour posture 1,2 kg ⁽²⁾	15x25 cm
3446162	Sac de sable pour posture 2 kg ⁽²⁾	18x27 cm
3446166	Sac de sable pour posture 4 kg ⁽²⁾	25x35 cm
3446167	Sac de sable pour posture 7 kg ⁽²⁾	30x45 cm

⁽¹⁾ = Disponible en 18 couleurs différentes
⁽²⁾ = Disponible en seule gris 013



ACCESSOIRES MANUMED OPTIMALE 2-PARTIES

HOUSSES DE TABLE

3445240	Housse, avec ouverture pour le nez	bleue
3445241	Housse, avec ouverture pour le nez	bordeaux
3445242	Housse, avec ouverture pour le nez	blanche
3445243	Housse, avec ouverture pour le nez	lavande
3445244	Housse, avec ouverture pour le nez	jade
3445245	Housse, avec ouverture pour le nez	beige
3445246	Housse, sans ouverture pour le nez	blanc cassé
3445247	Housse, sans ouverture pour le nez	bleu royal
3445248	Housse, sans ouverture pour le nez	anthracite
3445034	Housse, sans ouverture pour le nez	bordeaux
3445261	Housse, sans ouverture pour le nez	bleue
3445262	Housse, sans ouverture pour le nez	jade
3445267	Housse, sans ouverture pour le nez	blanche
3445259	Sangles élastiques pour les housses de table avec pinces aux deux extrémités, ensemble de 3	



ACCESSOIRES GYNECOLOGIQUES

3496187	Rail de fixation pour supports d'épaules, d'aisselles ou pour supports gynécologiques (pour: 1550810 / 1550805 / 3xxx028)
3445085	Supports gynécologiques DeLuxe
1550810	Supports gynécologiques confortables
1550805	Supports gynécologiques



3496187



3445085

1550810

1550805

DIVERS

3446261	Ensemble de 3 escabeaux d'exercice, 50 x 38 x 32 cm, 40 x 32 x 21 cm et 30 x 22 x 14 cm
VK012668	Protection plastique (transparente) 60 x 40 cm
3450067	Set elevation 30 cm



3446261

VK012668

3450067

